



 ARFAMEX
Beauty Team

Índice

	1
	2
	7
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	26
	29



Pioneros de la depilación con láser e IPL en México y con 32 años en el mercado. Arfamex representa y distribuye las marcas más reconocidas en la industria de la medicina dermatológica y estética a nivel nacional con equipos de alta gama. Algunas de las marcas que son CANDELA, LUTRONIC, PHARMANN, GLACIAL RX, etc.

Con el fin de ofrecer calidad y confianza, ofrecemos un servicio 360° que cumplen con las necesidades de nuestros clientes y usuarios.

- **Experiencia en el mercado.**
- **Pioneros de tecnología nueva.**
- **Asistencia técnica.**
- **Capacitaciones para tu equipo.**
- **Apoyo en difusión digital.**
- **Campañas de promoción tu equipo.**
- **Facilidades financieras.**
- **Exclusividad.**
- **Atención personalizada**

#FRIENDSANDFAMILY





Candela es una compañía global que desarrolla y fabrica productos, servicios y sistemas estéticos con tres unidades de negocios globales principales enfocadas en productos de depilación, corporales y faciales/para mujeres que se venden principalmente a cirujanos plásticos, dermatólogos y spas. El enfoque de Candela está en el éxito de sus clientes al aprovechar la fortaleza de las marcas de Candela, la tecnología detrás de sus productos y la alta calidad de la organización de ingeniería y desarrollo de productos de la compañía.

GANADOR
**Aesthetics
Awards**



NORDLYS

- **Plataforma multiaplicación**
- **21 indicaciones** (tratamientos estéticos y dermatológicos)
- Sistema diseñado para facilitar una curva de aprendizaje rápida. Dispone de diferentes modos de tratamiento disponibles para el usuario

Fotorrejuvenecimiento - Telangiectasia - Rosácea - Lesiones pigmentadas benignas - Lesiones vasculares benignas
Manchas de vino (nevus flammeus) - Arrugas - Texturas de la piel - Cicatrices de acné, cicatrices, quirúrgicas y estrías - Rejuvenecimiento de la piel - Eliminación de vello - Verrugas



ELLIPSE IPL



FRAX 1550



FRAX 1940



Nd:YAG 1064





GENTLE PRO SERIES

El estándar de oro en depilación láser

Reducción permanente del vello para pacientes de todo tipo de piel, incluidos aquellos con vello más delgado/fino

Lesiones pigmentadas benignas - Enrojecimiento difuso y vasos faciales - Arañas y venas de las piernas - Arrugas - Lesiones vasculares - Angiomas y hemangiomas lago venoso - Manchas de vino de Oporto - PFB (pseudofoliculitis barbae) - Hongo de uñas



Más energía para fluencias efectivas - Tamaño de punto más grande para un tratamiento más rápido - Tasas de repetición más rápidas para un mayor rendimiento - Duración del pulso más corta para cabello residual más fino - Longitudes de onda duales para todo tipo de piel - DCD™ para una protección epidérmica óptima

VBEAM

Uno de los láseres de colorante pulsado (PDL) más vendido del mundo. Seguro y fácil de usar, con la tecnología más avanzada de PDL.



- Manchas de vino de Oporto
- Angioma aracniforme
- Cicatrices o Hemangioma capilar
- Hemangioma
- Lagos venosos
- Verrugas
- Estrías o Psoriasis

El sistema Candela Vbeam es un láser de colorante pulsado, excitado con flash, indicado para el tratamiento de lesiones vasculares cutáneas benignas, lesiones ginecológicas vasculares benignas y arrugas periorbitales.



PICOWAY

El #1 en ELIMINACIÓN DE TATUAJES

- Reducción de las cicatrices del acné después de solo tres tratamientos.
- Altas tasas de mejora en la apariencia de las arrugas.
- Una alta tasa de eliminación de lesiones pigmentadas benignas.
- Eliminación de tatuajes multicolores.



SPA



MEDICO



TATUAJES

El sistema PicoWay es una buena inversión para su práctica estética. Puede ayudarte: Reducir la necesidad de cuidados posteriores al tratamiento. El exclusivo PicoWay Resolve utiliza la remodelación subsuperficial sin romper el estrato córneo, transformando la piel de su paciente de adentro hacia afuera y minimizando potencialmente las necesidades de atención de seguimiento.



LUTRONIC[®]

Intelligent Care[™]



Lutronic, un innovador líder en láser médico y estético avanzado y tecnología relacionada, fue establecido hace más de 20 años en Corea por Haelyung Hwang, para brindar dispositivos intuitivos, robustos y versátiles que sean asequibles y eficaces para la comunidad médica mundial. Comprometidos con mejorar la medicina, Lutronic se asocia con líderes de opinión clave para hacer avanzar la ciencia y garantizar la eficacia de sus sistemas. Todos los sistemas son versátiles y ofrecen múltiples configuraciones y opciones de tratamiento para tratamientos personalizados, que optimizan los resultados para una amplia variedad de afecciones y tratamientos, incluidos melasma, eliminación de tatuajes, incisión de tejidos blandos, vascular, depilación, reducción de arrugas, rejuvenecimiento, contorno corporal/ facial , dolor crónico, curación y más.



HOLLYWOOD SPECTRA

El láser Q-Switch combinado con un resonador HyperSurge™ alcanza una potencia de pico superior a la de otros láseres de nanosegundos.

- Modo Q-switch de 5 ns para un efecto fotomecánico eficaz, limitando el riesgo de efectos secundarios
- Modo Spectra de 300 μs, la primera etapa del famoso Hollywood Peel™ y tratamiento de fotorrejuvenecimiento
- Modo PTP+™ (Q-PTP) se prolonga hasta 4 pulsaciones sucesivas, ideal para el melasma, las pieles sensibles y las jóvenes.

¡El único equipamiento capaz de conseguir el mundialmente conocido y verdadero Hollywood Peel™!

¿Por qué es único?

El Hollywood Spectra™ es un láser Q-Switch combinado con un resonador de fotones. Intensidad de pico estable por primera vez dominada. La intensidad de pico más alta se estabiliza gracias al hypersurge™ en el primer tercio del pulso alta eficiencia de procesamiento.

BENEFICIOS CLAVE

- La anchura de pulso más corta en nanosegundos (5ns) para mejorar la eficacia con menos tiempo de inactividad
- Longitudes de onda duales de 1064/532 nm para una mayor versatilidad de transmisión (HP de colorante opcional de 585/650 nm)
- El exclusivo modo Spectra (0,3 ms) permite la exfoliación con láser de carbono patentada y única: Hollywood Laser Peel®
- El Resonador HyperSurge™ y el IntelliBeam™ ayudan a ofrecer una calidad y eficacia comparables a los láseres de picosegundos
- Primer láser de pulso corto en obtener la autorización de la FDA para el tratamiento del melasma
- Potente versatilidad para reducir la pigmentación no deseada, incluida la tinta multicolor de los tatuajes .





SPECTRA XT

UNA NUEVA MULTIPLATAFORMA
BASADA EN ND:YAG

- **GOLD TONING**
- **TOQUE RUVY**
- **TRATAMIENTO REVITALIZANTE**
- **HOLLYWOOD PEEL**

PIEZAS DE MANO DISPONIBLES

- Pieza de mano colimada Zoom
- Pieza de mano dorada
- Pieza de mano táctil RuVY
- Piezas de mano fraccionarias
- Tatuaje tinte piezas de mano

El Spectra XT se llama "La plataforma extendida" debido a sus indicaciones y aplicaciones clínicas extendidas en comparación con dispositivos similares anteriores actualmente en el mercado.



Acné - Eliminación de lesiones vasculares menores - Enrojecimiento de la cara - Eritema post-tratamiento con láser - Eritema post-acné - Melasma concomitante con actividad vascular dérmica anormal - Café con leche - Nevo de Ota, Ito - ABNOM o nevus de Hori - Coagulación - Tatuaje traumático



eCO2

El primer láser ablativo fraccionado que ofrece todos los tratamientos de resurfacing para la gran actividad de su consulta.

- Tratamiento reafirmante de la piel
- Arrugas y líneas finas
- Lesiones pigmentadas y pecas
- Cicatrices (p. ej.: cicatriz de acné, cicatriz quirúrgica, cicatriz de quemadura)
- Irregularidades de la textura
- Administración de medicamentos transepidérmica
- Discromía
- Elastosis solar/actínica
- Siringomas
- Funciones de vaporización, incisión y escisión
- Rejuvenecimiento vaginal



PUNTAS DE CAMBIO RÁPIDO CON RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO

eCO2 tiene todas las funciones necesarias, desde la ablación ultraprofunda a la superficial, para tratar una amplia variedad de trastornos clínicos. Pueden elegirse puntas de cambio ultrarrápido de tres tamaños de punto, 120, 300 y 500 μm , lo que le permite personalizar los tratamientos sobre la marcha.



Healite

La terapia de luz de bajo nivel (LLLT) con HEALITE es el uso terapéutico de la luz incidente para fotomodular la función celular, aliviando el dolor y la rigidez en los músculos y las articulaciones.

Beneficios clave

- Puede usarse para aliviar temporalmente dolores musculares y articulares menores, incluida la artritis.
- Diseñado para aliviar los espasmos musculares y la rigidez muscular.
- Promueve la relajación del tejido muscular y aumenta temporalmente la circulación sanguínea local donde se aplica.
- Fototerapia con bajos niveles de accidente LED de energía a baja emisión de fotones
- Las células absorben la energía del fotón, sin calefacción y sin daños (a-térmica y traumática)




LaseMD


La estación LaseMD™ es un dispositivo láser de tulio optimizado que crea microcanales precisos en la piel de forma controlada, en los que se introducen sofisticados cosmeceúticos que aceleran la autocuración de la piel desde el interior.




El CDS ofrece un proceso para la introducción optimizada de cosmeceúticos en la piel mediante un láser. Debido a su baja tasa de absorción, los cosmeceúticos convencionales tienen dificultades para acumularse en la piel. LaseMD™ ofrece una solución optimizada: Los diminutos canales del tejido cutáneo permiten que los cosmeceúticos penetren profundamente en la piel.




Se administra energía LaseMD, creando pequeñas microheridas.




Estas microheridas son especialmente adecuadas para la administración de ampollas.




Especialmente formulado, las micropartículas penetran en la piel.



Una vez absorbidos, los ingredientes formulados de forma única se ponen a



Su médico elegirá la mejor ampolla para lograr sus objetivos de tratamiento.



Una vez curada, tu piel se sentirá renovada de adentro hacia afuera.

ANTES



DESPUÉS




Aplicaciones:

- Prevención de arrugas, Antienvjecimiento
- Iluminación, Blanqueamiento
- Melasma epidérmico, Pigmentación
- Laxitud de la piel
- Reducción de Cicatrices
- Plumaje
- Pérdida de cabello
- Cuidado del escote
- Queratosis actínica*
- Coagulación de los tejidos blandos*



Clarity II

CLARITY II™ es una potente plataforma de doble longitud de onda con una amplia gama de parámetros e indicaciones. Su innovador diseño incluye: una sola fibra para todos los tamaños de spot (2-25 mm), interfaz de usuario intuitiva y calibración automática tras un cambio de parámetros. Clarity II ahorra tiempo con tratamientos más rápidos y eficaces. Sólo Clarity II ofrece estas dos nuevas características de gran valor clínico que ayudan a los médicos a realizar un tratamiento eficaz. La tecnología patentada IntelliTrak garantiza un suministro de energía siempre rápido a la densidad que usted elija y la rapidez con que se deslice sobre la piel. La medición de la temperatura proporciona información en tiempo real para determinar la eficacia del tratamiento.



- Depilación - Estiramiento de la piel, rejuvenecimiento de la piel, reducción de arrugas - Lesiones pigmentadas - Rosácea, Hemangiomas - Telangiectasias - Venas de las piernas - Onicomicosis - Pseudofoliculitis barbae* - Mancha de vino de Oporto* - Nevus melanocítico congénito (sólo 755 nm)*



R2[™]
Technologies



R2 Technologies es líder mundial en dispositivos médicos CryoAesthetic. Con sede en Silicon Valley, R2 se enfoca en el desarrollo y comercialización de tecnologías innovadoras para proveedores estéticos y consumidores. Basado en la propiedad intelectual exclusiva con licencia del Hospital General de Massachusetts y Blossom Innovations para modular la melanina producción, R2 Technologies fue fundada en 2014 por Pansend Life Sciences y Blossom Innovaciones. R2 también ha asegurado la inversión de su socio estratégico, Huadong Medicine. Al trabajar con estos socios, junto con nuestros fundadores científicos, los Dres. rox anderson, Dieter Manstein y Henry Chan, R2 Technologies está lanzando las marcas Glacial® al mercado mercado en 2021.

Glacial Rx

Glacial Rx es el primer y único tratamiento que utiliza Cryomodulation para mejorar cómodamente la apariencia de las condiciones de la piel, como las manchas de la edad y la dirección enrojecimiento o inflamación. Realizado por un profesional capacitado en menos de una hora, Glacial Rx funciona en cualquier parte del cuerpo.

Glacial Rx promete resultados y la eficacia de un láser con la experiencia, lujo y sensación de un facial



glacial[™]_{Rx}

Después de 1 sesión

Antes





pharmann

Pharmann desarrolla su actividad en la industria cosmética y farmacéutica. Los propietarios son farmacéuticos con más de 20 años de experiencia en tecnologías innovadoras y ensayos clínicos. Las principales áreas de actividad de la empresa son: actividad de investigación y desarrollo, producción y marketing de productos dermatológicos y de medicina estética, dermocosméticos y cosmeceúticos. A la hora de elaborar sus productos, Pharmann aprovecha las soluciones biotecnológicas de última generación: tecnologías innovadoras de péptidos, y sistemas modernos de penetración de la piel (liposomas),



pharmann



- Un neuro-cosmético moderno para después de la terapia con láser.
- Disminuye la hiperpigmentación y oscurecimiento de la piel.
- Combate los problemas relativos al tratamiento de la piel con acné.
- Rejuvenece y nutre la piel evitando el problema de piel seca.





miraDry[®]



MiraDry es un procedimiento dermatológico de consultorio, totalmente no invasivo, aprobado por la FDA (en estados Unidos) y por la Secretaria de Salud (en México), que utiliza entrega controlada y localizada de energía termo-acústica de microondas para eliminar las glándulas sudoríparas de las axilas. Puesto que las glándulas sudoríparas no tienen capacidad de regenerarse, los resultados son duraderos.

Destruye de forma duradera las glándulas sudoríparas de las axilas sin molestias, en dos sesiones de tan solo una hora por cada una, se generan cambios que gradualmente y de manera definitiva, disminuyen la sudoración hasta alcanzar niveles cosméticamente agradables y de forma natural en prácticamente todos los casos.



miraDry

miraDry es un tratamiento fácil para combatir la hiperhidrosis axilar, que puede llevarse a cabo en un consultorio médico en tan solo una hora

Lo que sucede durante el tratamiento es, de hecho, bastante simple. El sistema miraDry utiliza energía térmica que se enfoca en las glándulas sudoríparas y odoríferas de las axilas para eliminarlas. Una vez eliminadas estas glándulas, no vuelven a generarse.



Paso 1

Una vez que la axila está anestesiada, el médico ubicará el cabezal directamente sobre tu piel, alineándolo con el tatuaje o marca provisorio que se colocó en tu axila.




Paso 2

A continuación, se activa el cabezal. Sentirás una leve succión a medida que tu piel y tus glándulas se acercan a la superficie para obtener los mejores resultados.

Paso 3

Finalmente, se aplica la energía térmica, lo que elimina las glándulas sudoríparas y odoríferas. En todo momento, el sistema mantiene la zona fría para proteger tu piel y maximizar tu comodidad.





deep slim®



A MEDICAL RESEARCH EXPERIENCE

Deep Slim® nace con el objetivo de poder ofrecer la mejor solución para tratamientos corporales. Nuestro compromiso es el de ofrecer resultados óptimos, tanto para la clínica como para los pacientes. Somos líderes en tecnología y en satisfacción.

Deep Slim

Deep Slim® es un equipo que trabaja con una tecnología de ultrasonidos multifocalizados emitidos de forma pulsada que supone una revolución en tratamientos corporales. A diferencia de la tecnología tradicional que concentra el foco en un punto concreto, Deep Slim® actúa en la totalidad de la hipodermis tratando simultáneamente tanto el tejido adiposo, como el tejido conectivo. Esta innovadora tecnología permite la destrucción de la grasa, de forma selectiva y al instante además de la reactivación del colágeno.



- Rejuvenecimiento corporal: compactar de manera localizada el tejido dermohipodérmico y los depósitos de grasa.
- Trata la celulitis hasta grado III. Pre liposucción para preparar el tejido previo a la intervención quirúrgica.
- Post liposucción para evitar futuros retoques estéticos.
- Post partum para recuperar el tejido.



Antes

Después



Antes

Después



Antes

Después



sofwave™

Sofwave™ ofrece cómodamente la tecnología Synchronous Ultrasound Parallel Beam SUPERB™, lo que proporciona una reducción de las líneas finas y las arrugas sin importar el tipo de piel.

Sofwave™ está aprobado por la FDA y está clínicamente probado para remodelar el colágeno, mejorar las líneas faciales y reducir las arrugas, y levanta la ceja, el submentoniano y el cuello mientras logra resultados ideales con un tiempo de inactividad mínimo en un solo tratamiento de 30-45 minutos.




Sofwave

A partir de los 20, el colágeno y la elastina comienzan a descomponerse y la piel se arruga. Sofwave™ es un nuevo enfoque no invasivo clínicamente probado para remodelar el colágeno, mejorando así las líneas y arrugas faciales.

Usando la tecnología patentada Synchronous Ultrasound Parallel Beam SUPERB™, la energía del ultrasonido pasa con precisión a través de la superficie de la piel (la epidermis), calentando el tejido de la dermis media a la profundidad y temperatura adecuadas para rejuvenecer las fibras de colágeno y mejorar la apariencia general de la piel.

Antes

Después






speclipse



Speclipse, Inc., una empresa de dispositivos médicos fundada por graduados de la Universidad de Stanford y un dermatólogo, ofrece la primera solución de diagnóstico de cáncer del mundo basada en espectroscopia de plasma inducida por láser (LIPS) y tecnología de inteligencia artificial (IA). Su tecnología central, Spectra-Scope®, incorpora una nueva solución para el diagnóstico de cánceres de piel sin comprometer la eficacia y la precisión, evitando así biopsias innecesarias.

Spectra-Scope

La mayoría de los cánceres de piel, especialmente el melanoma y el carcinoma de células escamosas, presentan mayores riesgos cuando no se tratan durante un período prolongado. Sin embargo, el diagnóstico de cáncer de piel es un proceso lento que casi siempre demora más de una semana en confirmarse. Gracias al desarrollo de Spectra-Scope®, ahora los médicos pueden realizar un diagnóstico casi instantáneo del cáncer de piel.



Spectra-Scope® es un dispositivo portátil y liviano que detecta la información bioquímica del tejido de la piel mediante espectroscopía de plasma inducida por láser (LIPS). Viene con un algoritmo de diagnóstico basado en IA de aprendizaje profundo para un diagnóstico oncológico rápido y preciso.





 **CLARTEIS**
Light For Skin Health



Clarteis es una empresa francesa con sede en Sophia Antipolis, el mayor polo tecnológico europeo ubicado en la riviéra francesa. Toda la empresa está impulsada por la innovación y la calidad: dos características claramente visibles en nuestros productos. Clarteis cuenta con la certificación ISO 13485 por su gestión de calidad y el exciplex ahora está aprobado como dispositivo médico en más de 40 países en todo el mundo (Europa, EE. UU., Japón, Australia, México, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, etc.)



Exciplex

Exciplex es el excimer ligero monocromático más pequeño para tratar la piel autoinmune localizada, por ejemplo, vitiligo y psoriasis.

3 años de investigación y desarrollo dieron como resultado el diseño del dispositivo excimer más innovador y ergonómico.

La patente mundial hace que Exciplex sea único

- Vitiligo
- Soriasis
- Alopecia areata
- Micosis fungoide
- Dermatitis atópica



PSORIASIS



After 20 sessions



Mycosis Fungoid

After 15 sessions

3 months after treatment



#FriendsAndFamily





COMING
SOON

Nuestro catálogo de productos está en constante actualización para abarcar las distintas necesidades médicas que requieren tus pacientes.



GENIUS

Lutronic Genius® ofrece precisión en cada pulso. La profundidad exacta se logra impecablemente con un diseño superior de la aguja y la pieza de mano, lo que garantiza resultados consistentemente brillantes en la cara, el cuello y múltiples áreas del cuerpo. Se logran zonas de coagulación precisas mientras se mantiene la máxima comodidad del paciente a través del monitoreo de impedancia en tiempo real.



Beneficios Clave

- En ofrecer tratamientos óptimos y personalizados para cada paciente
- Retroalimentación en tiempo real de la entrega total de energía
- Experiencia de tratamiento más cómoda
- Presets y puntas de aguja para todo tipo de piel y múltiples áreas del cuerpo



ULTRA

Láser fraccionado no ablativo optimizado e inteligente
Dramáticamente diferente de los láseres de rejuvenecimiento tradicionales, LaseMD ULTRA™ reconstruye una piel brillante y saludable a través de tratamientos fraccionados suaves y no ablativos. Con tratamientos que se pueden ajustar de leves a agresivos y extremadamente rentables, LaseMD ULTRA ofrece resultados personalizados prácticamente sin tiempo de inactividad para todos los pacientes, durante todo el año.

1. La potencia más alta disponible garantiza tratamientos rápidos, personalizables para múltiples áreas
2. Mejora global suave y eficaz para todo tipo de pieles, durante todo el año
3. Tratamiento cómodo con muy poco tiempo de inactividad y resultados inmediatos
4. Costo de propiedad mínimo, fácil de delegar y sin límite de disparos por procedimiento

Aplicaciones:

- Manchas de la edad (lentigos)
- Manchas solares (lentigos solares)
- Pecas (efélides)
- Queratosis actínica
- Tratamiento de otras lesiones pigmentadas benignas



Photos Courtesy of W. LoVerme, MD



Photos Courtesy of W. LoVerme, MD



DERMA V

Lutronic ha resuelto la ecuación que otras empresas de láser han evitado durante años: tomar la mejor longitud de onda y entregarla con la fluencia óptima y el ancho de pulso correcto. Combine eso con el mejor enfriamiento de la piel disponible, y las lesiones vasculares y pigmentadas no deseadas no tienen ninguna posibilidad.

- Fluencia óptima: más de tres veces más potencia máxima que el siguiente mejor láser verde
- La primera combinación de enfriamiento criogénico y
- 532/1064 nanómetro
- Pulso secuencial variable: todas las capacidades de los láseres de pulso largo y de colorante pulsado, y más
- RT - "Rejuvenecimiento acelerado con seguimiento" fácil de usar

Aplicaciones

Lesiones pigmentadas benignas

- Lentigos (manchas de la edad)
- Léntigos solares (manchas solares)
- Máculas café con leche
- Queratosis seborreicas
- Nevos
- Cloasma
- Verrugas
- Etiquetas de la piel
- Queratosis
- Arrugas periorculares y peribucales.

Lesiones vasculares benignas

- Manchas de vino de Oporto
- Hemangioma
- Verrugas
- Telangiectasia
- Rosácea
- Lago venoso
- Venas de las piernas y arañas vasculares.



ACCUCURV

accucurv® activa los nervios musculares e induce una contracción muscular profunda que no se puede ejercer de forma voluntaria. Esta contracción muscular estimula el crecimiento muscular a través de acciones recíprocas de estimulación y respuesta.

El campo magnético generado por accucurv® es capaz de transmitir energía profundamente en los músculos del piso pélvico, Grasa permitiendo el tratamiento incluso de pacientes obesos. A través del tratamiento, puede esperar fortalecer los músculos y reducir la grasa visceral.



Antes

Después





neomed+



Neomed Co., Ltd. es un proveedor líder de productos médicos y estéticos que se enfoca en dispositivos para el cuidado de la piel y fisioterapia. Neomed se ha ganado una reputación por su compromiso de ofrecer productos bien hechos y de precio razonable junto con un servicio excepcional.

Además de los logros conseguidos en Corea, Neomed también tiene una larga historia de exportación de productos a los mercados médicos en todo el mundo.

Buscan continuamente la mejora de sus productos y métodos existentes. Conjuntamente, estas actividades sientan las bases para un mayor desarrollo y ampliación de su gama de productos.



AQUA PEEL 2.0

Aqua Peel suaviza, exfolia, extrae e hidrata la piel con la solución que infunde a través del orificio central de la punta en forma de vórtice y usando vacío para descargar los residuos a través de un orificio de succión doble simultáneamente



Aplicaciones

- Limpieza, exfoliación, extracción, hidratación y antioxidantes
- Sin cirugía, sin inyección, sin tiempo de inactividad y sin molestias
- Reduce visiblemente la pigmentación y acné
- Mejora instantáneamente poros congestionados, reduciendo su tamaño y apariencia

1

LIMPIEZA Y EXFOLIACIÓN

Al eliminar las células muertas se revela una nueva piel saludable, iniciando el proceso de regeneración celular.

2

EXTRACCIÓN

La acción del peeling superficial ablanda las impurezas removiendo el cebo sin causar irritación y consigue extrae puntos negros y blancos sin dolor.

3

HIDRATACIÓN

La piel es bañada con una solución rica en antioxidantes y ácido hialurónico altamente hidratante



AQUAHOLIC

El tratamiento Aquaholic es excepcionalmente eficaz en enfermedades de la piel, relacionadas con Demodex, así como el rejuvenecimiento de la capa dérmica, como la eliminación del exceso de células muertas de la piel y el sebo en los poros, el suministro de humedad, la acción antioxidante y la supresión de la melanina a través de tres pasos. procedimiento .

En las clínicas, el procedimiento Aqua se utiliza principalmente como un procedimiento para eliminar el sebo en los poros, como los puntos negros. Sin embargo, dado que el efecto del tratamiento y la satisfacción del paciente son mayores que los del peeling con cristales o el peeling químico convencionales, se espera que el ámbito de aplicación del tratamiento se amplíe gradualmente.

Antes

Después



Antes

Después



Antes

Después





www.arfamex.com





(55) 5135 6646
sales@arfamex.com
marketing@arfamex.com

Aviso de privacidad. Arfamex S.A. de C.V., con domicilio ubicado en Maremoto 53, colonia Jardines del Pedregal, código postal 01900, Álvaro Obregón, Ciudad de México, hace de su conocimiento que sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: proveer los servicios y productos requeridos por usted, informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén relacionados con lo contratado o adquirido por el cliente, ya sean productos o servicios, dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, evaluar la calidad del servicio y realizar estudios internos sobre hábitos de consumo. Ver aviso de privacidad completo en www.arfamex.com.